

Tokiwa

トキワ 限外濾過装置 TWC-PF型

自動給水装置・給水瓶充填用



TOKIWA KAGAKU KIKAI CO.,LTD

トキワ 限外濾過装置 TWC-PF型

自動給水装置・給水瓶充填用

実験動物に必要な飲料水、
無菌パイロジエンフリー水を安定供給します。

特許有

本限外濾過装置は最新の膜分離技術を結集し、
実験動物用飲水製造専用システムとして開発されました。
塩素がそのまま通過するので、動物飲料水に最適です。




限外濾過フィルター PF-UF1型

世界のトップメーカーである
ダイセン・メンブレン社フィルターを使用

特 長

- 限外濾過膜（UF膜、膜径 0.005μ ）が細菌はもとより
ウイルスやエンドトキシンまでも除去します。
- 塩素はそのまま透過するので再添加の必要がありません。
- オートフラッシュ機構は膜の表面をクリーンに維持し、
膜の目詰まりによる水圧損失や水量の低下を防ぎ
フィルター寿命が伸びます。
- 自動給水装置のラインへの設置、給水瓶充填用にも最適です。
- UF膜は高性能の「ポリエーテルスルホン中空糸膜」を採用。
水道圧力で十分な濾過水量が確保されます。
また大量の水を処理しても安定して無菌パイロジエンフリー水が供給されます。
- 限外濾過膜は次亜塩素酸、ホルマリン、アルコールによる殺菌洗浄が可能です。
- 限外濾過膜は同性能のフィルターに比べ安価にて取扱いも容易です。
- フィルター交換時における細菌汚染の心配がありません。
- 3 Mペトリフィルム培地にて除去細菌の確認が容易に出来ます。
- 停電時でも限外濾過装置の給水は可能。水涸れがございません。

限外濾過装置 TWC-PF型




限外濾過装置内部



限外濾過フィルターUF膜の濾過性能

フィルター別濾過領域図



水質処理装置の組み合わせによる水質比較

| | | 装置及び組み合わせ | | | | | | | | |
|----|---------|--------------|-------------|------------|----------------|---------------|--------------|-------------|-----|--------|
| | | 水道水 (無処理) | 活性炭 (AC) | 軟水器 (S) | 紫外線殺菌灯 (UV) | マイクロ フィルター | 限外濾過 (UF) | 逆浸透 (RO) | 蒸留器 | イオン交換器 |
| 水質 | 細菌 | | | | | | | | | |
| | ウィルス | | | | | | | | | |
| | コロイド状物質 | | | | | | | | | |
| | バイロジエン | | | | | | | | | |
| | 硬度成分 | | | | | | | | | |
| | 無機イオン | | | | | | | | | |
| | 低分子有機物質 | | | | | | | | | |
| | 遊離塩素 | | | | | | | | | |

約99%以上 約90%以上 約50%以上 約50%以下

トキワ 限外濾過装置 TWC-PF型

自動給水装置・給水瓶充填用

限外濾過装置設置例

■ 自動給水装置として



無菌パイロジエンフリー水を動物へ供給



自動給水装置として飼育室へ設置

■ 給水瓶充填用として



前室等の流し台へ設置



給水瓶充填用使用器材

仕様

| | |
|-----------|--|
| 処理方式 | 限外濾過膜分離(UF)方式 |
| 使用分離膜 | 専用UFモジュール |
| 所要給水圧 | 1kg/cm ² ～4kg/cm ² |
| 透過水圧力損失 | 5リットル/min時圧力損失約0.05kg/cm ² |
| 膜洗浄方式 | 自動フラッシング方式 (ドレインタイマーにより自動フラッシュ) |
| 給水減圧弁付 | |
| 保護用フィルター付 | |
| 入力電源 | AC100V 50/60Hz 100VA |
| 外法寸法 | 320W×250L×550Hm/m |
| 本体材質 | SUS304製 |



トキワ科学器械株式会社

〒110-0005 東京都台東区上野5丁目11-1 TEL03-3833-7861(代) FAX03-3833-7865